

MICROFES – Funkcionalni električni stimulator

TEHNIČNI PODATKI		
delovanje	avtomatsko prilagajanje hitrosti hoje	
impulzi	tokovni, bifazni, nabojsko urevnoteženi	
amplituda	mA	0 – 50, jakost stimulacije si uporabnik prilagaja sam
frekvenca	Hz	25
impulzna širina	ms	0,25
trajanje stimulacije	s	0 -5
zakasnitev po dotiku pete (prenehanje proženja)	ms	50 – 350, zakasnitev nastavi zdravnik vsakemu uporabniku posebej
tokovna poraba	mA	30 (maksimalno)
velikost	mm	64 x 46 x 20
teža z baterijo	g	140
napajalni vir	1 x 1,5 V IEC LR6 (alkalna baterija)	